

ORTHEMA FRÄSBLOCKS

FÜR ALLE CNC FRÄSEN GEEIGNET

ÜBERBLICK UND SPEZIFIKATIONEN



INHALT



- Das T – Block Programm im Überblick
- 1 - Komponenten Blocks
 - Spezifikationen
 - Anwendungen
- 2 und 3 – Komponenten Blocks
 - Spezifikationen
 - Anwendungen

DIE T – MODELLE

IM ÜBERBLICK

- Anti-statisch
- Geruchsneutral
- Langlebig und dauerhaft
- In 3 verschiedenen Shore Härten:
Weich – Medium - Hart
- Erhältlich als 1-, 2 oder 3 Komponente
- Kann in allen CNC Fräsen verwendet werden



PRODUKT ÜBERSICHT

- Die EVA T-Linie erweitert das Angebot vorzüglich und kann in allen CNC-Fräsen verwendet werden.
- Attraktive Farben und optisch schönes Produkt kombiniert Design und Funktionalität
- Ausführliche Produktetests garantieren Komfort und hohe Qualität.
- Erhältlich in den Härten 25 Shore (weich), 35 Shore (mittel) und 45 Shore (hart)
- Diese Produktreihe erfüllt die Anforderungen sowohl als Bettungs- wie auch als Korrektur Einlage.

1 KOMPONENTEN BLOCKS



25 Shore Pink

35 Shore Cream

45 Shore Grau

Shore Härte

- Das weiche Material der T-Linie
- Ideale Bettungen für Diabetes and Arthritis Patienten
- Eher für leichtgewichtige Patienten

- Mittlere Härte
- Allround block, kann für viele Versorgungen benutzt werden
- Geeignet für leichte bis mittelschwere Patienten

- Das härteste Material der T-Linie
- Stützt und stabilisiert auch bei hohen Belastungen
- Geeignet für mittelschwere bis schwere Patienten

Standard Form 30mm

- Für gängige Fussformen und Schuhe wie Sneakers, Komfort Schuhe, Alltags-und modische Schuhe
- Empfohlen mit minimal 2mm Stärke
- Eher 4mm oder mehr für Komfort Schuhe (oder Einlagen mit Fersenpolster, Vertiefungen oder starken Korrekturen)

Sizes

T 30 206
Grössen
38-49

T 30 211
Grössen
38-48

T 30 217
Grössen
38-48

Auch als 3/4 erhältlich

2 UND 3 KOMPONENTEN BLOCKS



Demnächst lieferbar

**25/35 Shore
Pink & Creme Hufeisen**

**35/45 Shore
Creme & Grau Hufeisen**

**25/35/45 Shore
Pink, Creme and Grau Hufeisen**

Härten

- Das weichste Material der T-Linie
- Ideal Bettung für Diabetes und Arthritis Patienten
- Eher für leichte bis mittelschwere Patienten
- Die mittelharte Hufeisenform stabilisiert zusätzlich die Ferse und den Rückfuss

- Mittelhartes Material im Mittel- und Vorfuss, hartes Material als Fersenkappe
- Für mittelschwere bis schwere Patienten
- Hufeisenform stabilisiert zusätzlich Ferse und Rückfuss
- Gute Längsgewölbe - Stütze dank hartem Hufeisen
- Breite Anwendung, gut geeignet aber auch für Sporteinlagen

- 3 Komponenten Block, das heisst verschiedene Härten in den verschiedenen Fusszonen
- Hohe Stabilität in der Ferse, weiche Bettung im Vorfuss
- Weiche Bettung des Quergewölbes
- Daher breiter Anwendungsbereich
- Geeignet für orthopädische Einlagen und Bettungen

Standard Form 30mm

- Für gängige Fussformen und Schuhe wie Sneakers, Komfort Schuhe, Alltags- und modische Schuhe
- Empfohlen mit minimal 2mm Stärke
- Eher 4mm oder mehr für Komfort Schuhe (oder bei Einlagen mit Fersenpolster, Vertiefungen oder starken Korrekturen)

Grössen

T 30 237
Grössen
38-48

T 30 238
Grössen
38-48

T 30 265
Grössen
38-48

KONTAKT FÜR MEHR INFORMATIONEN

ORTHEMA Service GmbH

CH-6343 Rotkreuz

Email: trading@orthema.com

Website: www.orthema.com

Tel.: ++41 (0) 41 798 04 24

Fax.: ++41 (0) 41 798 04 25